

Accufuser XL[®]

Une gamme de diffuseurs portables avec un volume de 500ml pour les perfusions d'hydratation, d'hyperhydratation, d'antibiothérapie, de corticothérapie et pour l'anesthésie loco-régionale.

**UNE COULEUR
=
UN DÉBIT**



Accufuser XL[®]

Vendu par boîte de 10 unités.
Volume Minimal = 50% du volume nominal.



Durée de perfusion	Volume de remplissage ml	Débit ml/h	Volume nominal ml	Volume maximum ml	Référence Accufuser	Couleur
2h	500	250	500	550	AB2500XL	
10h	500	50	500	550	AB0500XL	
12h	480	40	500	550	AB0400XL	
24h	480	20	500	550	CT0200XL	
Tubulures EZ Transfer Set [®]			Vendues par boîtes de 20.			

Accufuser XL[®]

MODE D'EMPLOI



MATÉRIEL NÉCESSAIRE :

- Accufuser[®] XL
- Poche de soluté
- Tubulure de transfert (EZ Transfer Set[®])
- Seringue de 50 ml

La tubulure EZ Transfer Set[®]



La tubulure de transfert EZ Transfer Set[®], permet un remplissage facile, rapide et dans des conditions d'asepsie optimales.



1

Retirer le bouchon du site de remplissage de l'Accufuser[®] XL. Connecter la tubulure de transfert (EZ Transfer Set[®]).



2

Percuter la poche à l'aide de la tubulure.



3

Visser la seringue de 50 ml sur la tubulure de transfert (EZ Transfer Set[®]). Remplir la seringue de soluté et injecter le contenu dans le ballon de l'Accufuser[®] XL. Renouveler l'opération jusqu'au volume souhaité.



4

Le bouchon hydrophobe assure une purge complète sans manipulation. Retirer la tubulure de transfert (EZ Transfer Set[®]), revisser le bouchon. L'Accufuser[®] XL est prêt.



UNE ÉQUIPE À VOTRE SERVICE...

01 81 80 21 22 - info@wymfrance.com