

Accufuser ABx® - CTx®

Gamme Couleur



4 volumes disponibles (volume nominal) : 50ml (S), 100ml (M), 250ml (L) et 500ml (XL).

Traitements donnés à titre indicatif	Durée de perfusion	Volume remplissage	Volume maximal	Débit ml/h	Références	Nbre d'unités par boîte	Couleur coque
Antibiothérapie	30 mn	50 ml	60 ml	100	AB1000S	12	
	30 mn	100 ml	150 ml	200	AB2000M	12	
	40 mn	100 ml	150 ml	150	AB1500M	12	
	1 h	50 ml	60 ml	50	AB0500S	12	
	1 h	100 ml	150 ml	100	AB1000M	12	
	1 h	250 ml	300 ml	250	AB2500L	12	
	1 h 30	300 ml	300 ml	200	AB2000L	12	
	2 h	100 ml	150 ml	50	AB0500M	12	
	2 h	300 ml	300 ml	150	AB1500L	12	
	2 h	500 ml	550 ml	250	AB2500XL	10	
	2 h 30	250 ml	300 ml	100	AB1000L	12	
	5 h	250 ml	300 ml	50	AB0500L	12	
	12 h	120 ml	150 ml	10	CT0100M	12	
	12 h	240 ml	300 ml	20	CT0200L	12	
24 h	240 ml	300 ml	10	CT0100L	12		
Douleur aigüe & chronique	30 mn	100 ml	150 ml	200	AB2000M	12	
	12 h	48 ml	60 ml	4	CT0040S	12	
	12 h	120 ml	150 ml	10	CT0100M	12	
	24 h	48 ml	60 ml	2	CT0020S	12	
	24 h	96 ml	150 ml	4	CT0040M	12	
ALR	24 h	240 ml	300 ml	10	CT0100L	12	
	36 h	288 ml	300 ml	8	CT0080L	12	
	48 h	240 ml	300 ml	5	CT0050L	12	
	55 h	550 ml	550 ml	10	CT0100XL	10	
	3 jours	550 ml	550 ml	8	CT0080XL	10	
	4,5 jours	540 ml	550 ml	5	CT0050XL	10	
Corticothérapie	2 h 30	250 ml	300 ml	100	AB1000L	12	
	4 à 5 h 30	400 à 550 ml	550 ml	100	AB1000XL	10	
Hydratation	2 h	500 ml	550 ml	250	AB2500XL	10	
	4 à 5 h 30	400 à 550 ml	550 ml	100	AB1000XL	10	
	10 h	500 ml	550 ml	50	AB0500XL	10	
	12 h	480 ml	550 ml	40	AB0400XL	10	
	24 h	480 ml	550 ml	20	CT0200XL	10	
Autres	12 mn	50 ml	60 ml	250	AB2500S	12	
	15 mn	50 ml	60 ml	200	AB2000S	12	
	20 mn	50 ml	60 ml	150	AB1500S	12	
	25 mn	100 ml	150 ml	250	AB2500M	12	
	5 à 6 h	50 ml	60 ml	10	CT0100S	12	
	12 h	60 ml	60 ml	5	CT0050S	12	
	20 h	100 ml	150 ml	5	CT0050M	12	
	48 h	96 ml	150 ml	2	CT0020M	12	
	2,5 jours	240 ml	300 ml	4	CT0040L	12	
5 jours	240 ml	300 ml	2	CT0020L	12		

Volume Minimal = 50% du volume nominal.



WYM France, 27 rue Joubert 75009 Paris
 Tél. : 01.81.80.21.22 - Fax : 01.81.80.21.23
 info@wymfrance.com - www.wymfrance.com



Accufuser® Gamme Premium

Chimiothérapie



4 volumes disponibles (volume nominal) : 60ml (S), 100ml (M), 200ml (T) et 300ml (L).

Durée de perfusion	Volume remplissage	Volume maximal	Débit ml/h	Références	Couleur bagues
12 h	60 ml	70 ml	5	C0050S	Vert
20 h	100 ml	120 ml	5	C0050M	Vert
24 h	48 ml	70 ml	2	C0020S	Jaune
24 h	96 ml	120 ml	4	C0040M	Orange
24 h	192 ml	240 ml	8	C0080T	Gris
24 h	240 ml	240 ml	10	C0100T	Violet
24 h	240 ml	330 ml	10	C0100L	Violet
36 h	288 ml	330 ml	8	C0080L	Gris
48 h	48 ml	70 ml	1	C0010S	Bleu foncé
48 h	96 ml	120 ml	2	C0020M	Jaune
48 h	192 ml	240 ml	4	C0040T	Orange
48 h	240 ml	240 ml	5	C0050T	Vert
48 h	240 ml	330 ml	5	C0050L	Vert
4 jours	192 ml	240 ml	2	C0020T	Jaune
5 jours	240 ml	330 ml	2	C0020L	Jaune
7 jours	252 ml	330 ml	1,5	C0015L	Bleu clair

Conditionné par boîte de 10 unités.
Volume Minimal = 50% du volume nominal.



WYM France, 27 rue Joubert 75009 Paris
Tél. : 01.81.80.21.22 - Fax : 01.81.80.21.23
info@wymfrance.com - www.wymfrance.com

WYM
France